

# HeartSine Samaritan PAD 500P

Der 500P ist weltweit der einzige AED, der ein CPR-Feedback auf der Grundlage des Herzzeitvolumens liefert.

Der AED erfasst, ob ausreichend Blut aus dem Herzen gepumpt wird, und zeigt dann an, ob der Retter stärker, langsamer oder schneller drücken soll. Die Überlebenschance des Betroffenen wird dadurch erheblich erhöht.



## Vorteile HeartSine Samaritan PAD 500P

- ★ Einzigartiges PadPak-System**  
Die Elektroden und Batterien sind in einem Gehäuse integriert. Das PadPak hat eine Lebensdauer von 4 Jahren und ist auch als Kinder-PadPak erhältlich.
- 👍 Wöchentlicher automatischer Selbsttest**  
Sie können sofort sehen, ob der AED einsatzbereit ist. Im Falle einer Störung gibt der AED ein deutliches Signal.
- 🎵 Metronom**  
Zeigt ein effektives Tempo an und führt Benutzer hörbar bei der Lieferung von Herzdruckmassage.
- 🗣️ Gesprochene und visuelle Anweisungen**  
Dank der gesprochenen und visuellen Anweisungen ist der AED auch für den Einsatz in lauten Umgebungen geeignet.
- 😬 Interaktives Feedback während der Reanimation**  
Der AED gibt sowohl gesprochenes als auch visuelles Feedback, um für eine optimale Herzdruckmassage zu sorgen.
- 📈 Steigendes Energieniveau**  
Aufeinanderfolgend 150J, 150J und 200J (Erwachsene).
- 🍃 Leicht und kompakt**  
Mit einem Gewicht von nur 1,1 kg und dank der mitgelieferten Tasche lässt sich der AED einfach transportieren.
- ☔ Der AED mit der besten Staub- und Wasserbeständigkeit**  
IP56 garantiert den höchsten Schutz gegen Wasser und Staub.
- € Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis**  
FDA-geprüfter AED von hervorragender Qualität und mit geringen Wartungskosten.
- 8yr Europäisches Produkt mit achtjähriger Garantie**  
Der AED wird mit einer achtjährigen Herstellergarantie geliefert.

Unsere AEDs können in einem günstigen AED-Paket geliefert werden.

